

Évaluation de l'appareil medical

Objet de l'évaluation : **Electro Antiperspirant® Sensitive**
Fabricant : **Hightech Development s.r.o.**
Durée d'utilisation : **depuis novembre 2014**

J'ai utilisé cet appareil dans ma clinique pendant seulement un an. Les patients qui ont suivi le traitement l'ont bien toléré et ont été satisfaits. Au début de la thérapie, l'application est plus fréquente, à savoir 4 fois par semaine, ce qui pour certains était un problème en raison de leur travail à plein temps. Ensuite, la fréquence des applications diminue jusqu'à ce que la transpiration disparaisse.

La rémission est de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ensuite, il est nécessaire de répéter le traitement. Si cela ne marche pas selon le schéma recommandé, un plan de traitement individuel peut être organisé sur accord avec la société de fabrication. Le traitement de la transpiration excessive est sans douleur, le patient ressent un picotement ou une légère sensation de brûlure. En adhérant aux directives et en respectant les contre-indications telles que la grossesse, le pacemaker et les implants orthopédiques métalliques sur le site d'application, le patient peut également effectuer le traitement à la maison.

La méthode est simple, efficace et peu coûteuse par rapport aux autres méthodes. Je suis heureux de prolonger l'offre de traitement pour les patients présentant cette maladie très désagréable est fastidieuse.

MD. Jitka Cervinkova
Clinique de la peau
U Brany 243
68601 Uherske Hradiste

M. Cervinkova

