

Az orvostechnikai eszköz értékelése

Az értékelés tárgya: **Electro Antiperspirant® Sensitive**
Gyártó: **Hightech Development s.r.o.**
A felhasználás időtartama: **11/2014 óta**

Ezt a készüléket mindössze, csak egy évig használtam a klinikán. Azok a betegek, akik átmentek a kezelésen jól tolerálják és elégedettek. A kezelés kezdetekor gyakrabban kell használni a készüléket, hetente négyszer, amely egyes betegeknél problémát jelentett a teljes munkaidő miatt. Az alkalmazás gyakorisága idővel csökken, egészen addig amíg végleg megszűnik az izzadás.

Az eszközök használata majd több hétig, hónapig kimarad. Majd meg kell ismételni a kezelést. Ha ez, az ajánlott rendszer szerint nem működik, akkor egyéni kezelési tervet kell kialakítani, a gyártó cég beleegyezésével, egyetértésével. A túlzott izzadás kezelése fájdalommentes, a beteg csak bizsergő vagy könnyed égést érez. Az irányelvek betartása esetén, és az ellenjavaslatok - mint például a terhesség, a pacemaker és a fém ortopédiai implantátumok – tiszteletben tartása esetén a páciens otthon is végezheti a kezelést.

A módszer egyszerű, hatékony és – összehasonlítva más termékekkel – olcsó. Örülök, hogy kiterjeszhetem a kezelést, hiszen a páciensek számára nagyon kellemetlen betegség.

MUDr. Jitka Cervinkova
Bőrklinika
U Brany 243
68601 Uherske Hradiste

MUDr. Cervinková

