

医療機器の評価

評価対象機器： **Electro Antiperspirant® Sensitive**  
メーカー： **Hightech Development 合同会社**  
使用期間： **2014年11月～**

本機器の使用を開始して 1 年だが、患者は本機器を使用した治療に高い耐性を持ち、満足している。治療初期は週 4 回、頻繁に行う必要があるため、フルタイムで働く患者にとっては難しいものとなった。発汗が解消されると治療回数は少なくなっていった。

緩解までの期間は数週間から数か月にわたる。その後、治療を繰り返す必要がある。推奨される計画で効果がみられない場合、製造会社の同意を得た上で、治療計画の変更を行うことができる。本治療は痛みを伴わず、患者は軽いヒリヒリ感を感じることもあるのみである。ガイドラインに沿って使用し、妊婦やペースメーカー・金属製整形インプラント使用者には使用しないことに留意した上で、患者は自宅で治療を行うことも可能である。

この治療法は、他の安価なものと比較して簡単で効果的である。不快な症状に苦しんでいる患者に本治療を提供し続けられることを嬉しく思う。

医師 Jitka Cervinkova  
スキンクリニック  
U Brany 243

68601 Uherske Hradiste

*J. Cervinková*

