



独立公的医療センター
大学軍事医学アカデミー臨床病院、
中央退役軍人病院

ウッチ医科大学皮膚科・皮膚科クリニック; 90-647 Lodz,
ポーランド, ul. Plac J. Hallera, 建物. 6. 電話: +48 426393092
クリニック長: Prof. zw. dr hab. n. med. アンナ・ウォズニアッカ

医療機器の名称: Electro Antiperspirant® ELITE
医療機器のクラス: IIa
当院における医療機器の使用の時間: 2019年3月から

件名: 前述の医療機器の有効性に関する報告書

「Electro Antiperspirant® ELITE」という名前の医療機器（以下、この機器と呼びます）は、ウッチの皮膚科および静脈科クリニックで1年半の間使用されています。これはイオントフォーエシスのメカニズムを利用して多汗症の治療に用いられています。

当院では、これまでに数十人の原発性多汗症と診断された患者の中で、外用薬では満足な治療効果が得られなかった患者に、この機器を用いた治療が行われてきました。「Electro Antiperspirant® ELITE」デバイスで数回から数十回の治療を行った後、ほとんどの患者は発汗の大幅な減少と生活の質の改善を示しました。「Electro Antiperspirant® ELITE」機器を用いて数回から数十回の治療を行ったところ、ほとんどの患者が発汗の大幅な減少と生活の質の向上を示しました。この治療法は、患者によく耐えられていました。施術中に、しびれや不快感を経験した患者はほとんどいませんでしたが、機器の強度を最適化することで緩和されました。大多数の患者に対し、この機器は手足の多汗症の治療に使用されました。ただし、この医療機器の利点は、脇の下や頭皮など、体のさまざまな部分に追加のアダプターを使用できることです。これにより、過度の発汗で最も問題のある領域に正確に到達できます。

自動的に提案される治療プログラムは直感的で、治療の実施を容易にします。「Electro Antiperspirant® ELITE」のプラスの効果は、通常数回の施術で目に見えてわかります。数ヶ月後、治療効果を維持するためには一連の治療が必要です。手順の低侵襲性のおかげで、この機器は小児にも使用することができます。

この機器の使用に関する禁忌は、主に以下の通りです: ペースメーカーが埋め込まれている場合、心不整脈、妊娠、および治療部位に金属がある場合。Electro Antiperspirant® ELITE機器の利点は、医療施設だけでなく、家庭環境でも使用できることです。

Dr hab. n. med.
Bożena Dziańska-Bartkowiak
specjalista dermatolog-wenerolog
1000530

Dr hab. n. med. ボジェナ・ジアンコフスカ・バルトコヴィアック
プロジェクトコーディネーター
陸軍医学校大学病院皮膚科・皮膚科クリニック