

### Ocena urządzenia medycznego

Oceniany obiekt: **Electro Antiperspirant® Sensitive**

Producent: **Hightech Development s.r.o.**

Czas użytkowania: **od 11/2014**

Korzystam z danego urządzenia w mojej klinice już ponad rok. Pacjenci, którzy podjęli się leczenia, dobrze je tolerowali i byli zadowoleni. Na początku terapii, aplikacje są częstsze, 4 razy w tygodniu. To było problemem dla ludzi, którzy pracują na pełen etat. Później, aplikacje są coraz rzadsze aż pocenie się zanika.

Remisja następuje po paru tygodniach lub miesiącach. Wtedy konieczne jest powtórzenie leczenia. Jeśli nie zadziała ono zgodnie z zalecanym planem, możliwe jest uzgodnienie z producentem indywidualnego planu leczenia. Leczenie nadpotliwości jest bezbolesne. Pacjent odczuwa delikatne pieczenie lub mrowienie. Stosując się instrukcji oraz przeciwwskazań jak ciąża, rozrusznik serca lub metalowe implanty ortopedyczne w miejscu aplikacji, pacjent może również korzystać z leczenia w domu.

Metoda jest łatwa, efektywna i w porównaniu do innych, tania. Cieszę się, że mogę oferować pacjentom leczenie tej bardzo nieprzyjemnej choroby.

MUDr. Jitka Cervinkova  
Klinika skóry  
U Brány 243  
68601 Uherske Hradiste

*MUDr. Jitka Cervinková*

