

Procjena medicinskog uređaja

Predmet procjene: **Electro Antiperspirant® Sensitive**
Proizvođač: **Hightech Development s.r.o.**
Trajanje korištenja: **od 11/2014**

Ovaj uređaj koristim u svojoj klinici već godinu dana. Pacijenti koji su prošli tretman dobro su ga tolerirali i zadovoljni su istim. Na početku terapije primjena je učestalija, 4 puta u tjednu, što za neke predstavlja problem zbog njihovog posla sa punim radim vremenom. Nakon toga učestalost primjene se smanjuje dok znojenje ne prestane.

Remisija traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Nakon toga je neophodno ponoviti tretman. Ako ne radi po preporučenoj shemi, može se ugovoriti individualni plan liječenja nakon odobrenja proizvođačke tvrtke. Liječenje pretjeranog znojenja je bezbolno, pacijent osjeća trnce i lagano peckanje. Pridržavajući se uputa uporabe i brinući o kontraindikacijama kao što su trudnoća, pejsmejker, metalni ortopedski implantati na mjestu primjene, pacijent također može obavljati tretman i kod kuće.

Ova metoda je jednostavna, efikasna i jeftina kada uporedimo sa ostalim metodama. Drago mi je što cu proširiti ponudu pacijentima za liječenje ove dosadne i vrlo neugodne bolesti.

Jitka Cervinkova, Dr. Med.
Klinika za kožne bolesti
U Brány 243
68601 Uherske Hradiste

J. Cervinková

