

Medicininio prietaiso įvertinimas

Įvertinimo subjektas: **Electro Antiperspirant® Sensitive**
Gamintojas: **Hightech Development s.r.o.**
Naudojimo trukmė: **nuo 11/2014**

Aš naudoju šį prietaisą savo klinikoje tik vienerius metus. Pacientai, kurie perėjo gydymo terapiją, gerai jį toleravo ir buvo patenkinti. Pradžioje terapijos procedūros yra dažnesnės, 4 kartai per savaitę, kai kuriems tai buvo problema dėl jų užimtumo. Tada procedūros retėja kol prakaitavimas dingsta.

Poveikis yra nuo keleto savaitių iki mėnesių. Būtina kartoti gydymą. Jeigu pagal rekomenduojamą planą poveikis nėra pakankamas, gamintojas gali sudaryti individualų planą. Padidėjusio prakaitavimo gydymas yra neskausmingas, pacientai jaučia kutenimą arba švelnų deginimo jausmą. Pacientai gali gydymą atlikti savo namuose, laikydamiesi rekomendacijų bei atsižvelgdami į kontraindikacijas, kurios yra širdies stimulatorius, nėštumas ir metaliniai ortopediniai implantai netoli gydomos vietos.

Šis metodas yra paprastas, efektyvus ir palyginus su kitais nebrangus. Aš džiaugiuosi galėdamas pratęsti gydymą, pacientams kurie turi šį nemalonį ir varginančią ligą.

MUDr. Jitka Cervinkova
Odos klinika
U Brány 243
68601 Uherske Hradiste

J. Cervinková

