

Metoda zwana jonoforeza oraz jej pozytywny wpływ blokujący przejawy hyperhydrozy dłoni, stóp i obszaru pachowego były znane już od jakiegoś czasu. Zastosowanie na obszary dotknięte hyperhydrozą pozwala zablokować nadmierną potliwość na dostatecznie długi czas (ok. miesiąca lub dłużej) a następnie utrzymywać ten stan aplikacją jonoforezy we chwili, kiedy nadmierna potliwość zaczyna powracać.

Zaletą urządzenia Electro Antiperspirant firmy Hightech Development jest jego kompaktowość, dzięki której pacjent może sam stosować terapię w zaciszu własnego domu, a także skuteczność, która w dzisiejszych czasach jest porównywalna z o wiele droższymi metodami eliminacji nadmiernej potliwości. Działanie urządzenia na baterie AA można ocenić pozytywnie, wydajność urządzenia jest wystarczająca a baterie wystarczają na kilka godzin terapii. Do stosowania jonoforezy na dłonie i stopy służą pojemniki napełnione zwykłą wodą z kranu. W przypadku obszaru pach, jonoforezę stosuje się przez elektrody zabezpieczone materiałem nasiąkniętym wodą, które umieszcza się bezpośrednio pod pachy. Po określonym czasie ekspozycji i kilku nawiązujących na siebie zabiegach potliwość ustępuje w ciągu ok. tygodnia.


W dziedzinie dermatologii pracuję już 40 lat a fizycznymi metodami leczenia chorób skóry zajmuję się od ponad 10 lat. Urządzenie do jonoforezy Electro Antiperspirant ze względu na osobiste doświadczenia i sprawdzone efekty terapeutyczne mogę polecić każdemu, kto cierpi nadmierną potliwością dłoni, stóp, pach i szuka efektywnego sposobu na rozwiązanie tych problemów.

Dr. Eva Fialová

Certyfikacja 2. stopnia w dziedzinie dermatowenerologii

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Ogólnej, Uniwersytetu Karola w Pradze

Właścicielka prywatnego gabinetu dermatologicznego i sanatoria leczącego choroby skórne



Fialová