



Hospital Universitário Královské Vinohrady Clínica de Dermatovenerologia

SROBAROVA 50, 100 34 Praga 10, TELEFONE: 26716 2340, CNPJ: 000 64 173

Assunto: Certificado sobre eficiência do dispositivo de sanidade Electro Antiperspirant®

A nossa clínica dedica-se ao tratamento de manifestações da hiperidrose em diferentes partes do corpo desde há muito tempo. Temos à nossa disposição o dispositivo de sanidade comercialmente denominado Electro Antiperspirant durante mais de um ano e podemos constatar que resulta aplicável para o bloqueio exitoso de manifestações da hiperidrose palmar, plantar e axilar. O suor excessivo diminui na primeira etapa de tratamento após aproximadamente 10 dias de uso e a situação perdura até durante vários meses. Depois deste período, procede-se à chamada fase de manutenção. A terapia realiza-se nesta etapa unicamente no momento se a perspiração voltar gradualmente. O tratamento de manutenção é capaz de prolongar o efeito positivo indefinidamente.

O aparelho é alimentado ou por acumuladores clássicos, ou pilhas tipo AA recarregáveis e a sua construção e a simplicidade de uso determinam o dispositivo para a utilização tanto nas clínicas, como em condições domésticas. Cardioestimuladores, estado de gravidez e implantes ortopédicos de metal inseridos em locais de tratamento, constituem contra-indicações para a sua aplicação. Após as experiências obtidas, o aparelho é recomendável como solução efetiva de problemas originados pela hiperidrose palmoplantar e axilar.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, Dr.Sc., MBA

Médico chefe da Clínica de Dermatovenerologia da
Terceira Faculdade de Medicina da Universidade Carolina
e do Hospital Universitário de Královské Vinohrady, Praga