


Методът, наречен йонофореза, е известен от доста време, както и положителните му ефекти при инхибиране на проявата на палмарно-плантарна и аксиларна хиперхидроза (прекомерно изпотяване на дланите, стъпалата и подмишниците). Прилагането на йонофореза върху засегнатите области може да потисне прекомерното изпотяване за сравнително дълго време (приблизително един месец, понякога и по-дълго). След това, това състояние може да се поддържа, като се приложи йонофореза, когато потенето започне да се връща отново.

Устройството Electro Antiperspirant от Hightech Development предлага голяма компактност - благодарение на която пациентите могат да провеждат лечението си в комфорта на дома си - а също и ефективността - която е сравнима с тази на по-скъпите методи за премахване на прекомерното изпотяване. Устройството се захранва от батерии тип AA, което е друго негово предимство; те осигуряват достатъчна мощност и достатъчно енергия за няколко часа терапии. За приложението на устройството в палмарно-плантарни области (ръце и крака) служат контейнери, пълни с обикновена чешмяна вода. За аксиларни области (подмишници), устройството се прилага чрез поставяне на електроди, увити в материал, напоен с вода, директно в подмишницата. След определеното време на третиране и няколко последователни лечения, потенето отшумява в рамките на приблизително една седмица.

Работя в областта на дерматологията от 40 години и се занимавам с физически методи за лечение на кожни заболявания повече от 10 години. От моя личен опит и въз основа на доказаните терапевтични ефекти, мога да препоръчам устройството за йонофореза Electro Antiperspirant на тези, които страдат от прекомерно изпотяване на дланите, стъпалата или подмишниците и които търсят ефективно решение на тези проблеми.

Д-р Ева Фиалова

Сертификат за 2-ра степен по дерматология и венерология,
завършила Факултета по обща медицина в Карловия университет в Прага,
собственик на частна кожна клиника



Fialova