



**Ανεξάρτητο Κέντρο Δημόσιας Υγείας  
Πανεπιστημιακό Κλινικό Νοσοκομείο Στρατιωτικής Ιατρικής  
Ακαδημίας, Κεντρικό Νοσοκομείο Βετεράνων**

Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας Ιατρικού Πανεπιστημίου  
90-647 Lodz, Πολωνία, ul. Plac J. Hallera, κτήριο. 6. Τηλέφωνο: +48 426393092  
Επικεφαλής Κλινικής: Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Wozniacka

Όνομα ιατρικής συσκευής: Electro Antiperspirant® ELITE  
Κλάση ιατρικής συσκευής: IIa  
Χρόνος χρήσης ιατρικής συσκευής στην κλινική μας: από Μάρτιο 2019

### **Θέμα: Αναφορά αποτελεσματικότητας της πιο πάνω ιατρικής συσκευής**

Μια ιατρική συσκευή με το όνομα "Electro Antiperspirant® ELITE" (από εδώ και πέρα αναφέρεται ως η συσκευή) χρησιμοποιήθηκε στην Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στο Dermatology Lodz για 1.5 χρόνια. Λειτουργεί με τη χρήση μηχανισμών ιοντοφόρεσης στη θεραπεία της υπερίδρωσης.

Στην κλινική μας, η θεραπεία με τη συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή σε δεκάδες ασθενείς με διάγνωση πρωτογενούς υπερίδρωσης, για τους οποίους η θεραπεία με τοπικές διεργασίες δεν είχε ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Μετά από μερικές μέχρι δεκάδες θεραπείες με τη συσκευή "Electro Antiperspirant® ELITE", οι περισσότεροι ασθενείς έδειξαν σημαντική μείωση στην εφίδρωση και μια βελτίωση στον τρόπο ζωής τους. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή από τους ασθενείς. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, μερικοί ασθενείς βίωσαν γαργαλιτό και μια αίσθηση μη άνεσης, κάτι που μειώθηκε με τη βελτίωση της έντασης της συσκευής. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, η συσκευή χρησιμοποιήθηκε για θεραπεία υπερίδρωσης στα χέρια και στα πόδια. Το πλεονέκτημα αυτής της ιατρικής συσκευής όμως, είναι επίσης η πιθανότητα χρήσης επιπλέον μετασχηματιστών για διάφορα μέρη του σώματος, πχ μασχάλες, κρανίο, χάρη στα οποία μπορείτε να φτάσετε με ακρίβια τις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα υπερβολικής εφίδρωσης.

Τα προτεινόμενα αυτόματα προγράμματα θεραπείας είναι ευκολονόητα και κάνουν την πραγματοποίηση της θεραπείας εύκολη. Τα θετικά αποτελέσματα του "Electro Antiperspirant® ELITE" είναι συνήθως ορατά μετά από μερικές μόνο θεραπείες. Μετά από μερικούς μήνες, μια σειρά θεραπειών είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Χάρη στη χαμηλή επεμβατικότητα των διαδικασιών, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιατρικό πλυθησμό.

Οι κύριες αντενδείξεις για τη χρήση της συσκευής είναι κυρίως: ένας ενσωματωμένος βηματοδότης, καρδιακές αρρυθμίες, εγκυμοσύνη και ύπαρξη μεταλλικών εμφυτευμάτων στην περιοχή της θεραπείας. Το πλεονέκτημα της συσκευής "Electro Antiperspirant® ELITE" είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε ιατρικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε περιβάλλον σπιτιού.

Dr hab. n. med.  
Bożena Dziankowska-Bartkowiak  
specjalista dermatolog-wenerolog  
1000590

**Dr hab. n. med. Bożena Dziankowska-Bartkowiak**

Συντονιστής Εργασιών  
στην Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας  
Κλινικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  
Ιατρικής Στρατιωτικής Ακαδημίας