



Μονάδα: Νοσοκομείο Παλιάς Πόλης, Mickiewiczova 13, 813 69 Μπρατισλάβα

Κλινική Δερματολογίας και Αφροδίσιων Νοσημάτων

ΘΕΜΑ:

Επιβεβαίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας της ιατρικής συσκευής
Electro Antiperspirant® ELITE

Προτεινόμενη Ομάδα: Άτομα που υποφέρουν από υπερβολική εφίδρωση - υπερίδρωση
Αντενδείξεις: Εγκυμοσύνη, βηματοδότης, μεταλλικά ορθοπεδικά μοσχεύματα στη σημείο της θεραπείας
Κατασκευαστής: HIGHTECH DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.

Η ιατρική συσκευή Electro Antiperspirant® ELITE χρησιμοποιείτε στη Κλινική Δερματολογίας και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κομένιους και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Μπρατισλάβα για τη θεραπεία της υπερβολικής εφίδρωσης – υπερίδρωσης από το 2016. Η νέα παλμική τεχνολογία που έχει εφαρμοσθεί επιτρέπει τη χρήση της συσκευής από πολύ ευαίσθητους ασθενείς και σε πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Το Electro Antiperspirant είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική συσκευή για την αφαίρεση της υπερβολικής εφίδρωσης. Επιπρόσθετα με την υπερίδρωση στις παλάμες και στις σόλες των ποδιών, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ανατομικοί μετασχηματιστές για τον περιορισμό του ιδρώτα στις μασχάλες, στη πλάτη, στο κεφάλι, στο πρόσωπο, κτλ.

Η βασική πρακτική της θεραπείας είναι σε αρμονία με το πρόγραμμα των θεραπειών που αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης. Όταν η ανεπιθύμητη εφίδρωση σταματήσει, η φάση συντήρησης ακολουθεί, κατά την οποία η θεραπεία λαμβάνει χώρα μόνο όταν επιστρέψει η εφίδρωση σταδιακά. Το επιθυμητό αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι και αρκετούς μήνες και μπορεί να παραταθεί χωρίς όριο με τις θεραπείες συντήρησης, χωρίς ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Στην 1^η Κλινική Δερματολογίας και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κομένιους και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Μπρατισλάβα, ένα σύνολο 14 ασθενών δοκίμασαν τη συσκευή. 10 ασθενείς δοκίμασαν τη συσκευή για υπερβολική εφίδρωση των χεριών και των ποδιών με άριστα αποτελέσματα. Εξίσου καλά αποτελέσματα είχαν στο να περιορίσουν την εφίδρωση στις μασχάλες και στο κρανίο. Ήταν πιο δύσκολος ο περιορισμός της εφίδρωσης στο πρόσωπο, λόγω διαφορετικών ανατομικών αναλογιών. Δεν έχουμε καταγράψει οποιεσδήποτε επιπλοκές. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας Electro Antiperspirant® ELITE, την οποία χρησιμοποιεί η κλινική μας για τη θεραπεία ασθενών με υπερίδρωση, είναι αδιαμφισβήτητη και κατάλληλη για σχεδόν κάθε άτομο που υποφέρει από υπερβολική εφίδρωση. Οι ασθενείς ανέχτηκαν τη θεραπεία αρκετά καλά. Η θεραπεία βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων, η οποία περιορίζεται από την εφίδρωση στην καθημερινή ζωή. Η Electro Antiperspirant® ELITE είναι απαλή και ιδανική για ευαίσθητα άτομα χάρη στην παλμική τεχνολογία. Μια θεραπεία που ελέγχεται από υπολογιστή και πλήρως αυτοματοποιημένη για τη θεραπεία σημείων του σώματος αυξάνει την ποιότητα της συσκευής.

Prof. MD. Maria Simaljakova, PhD., MHA

Επικεφαλής της Κλινικής Δερματολογίας και Αφροδίσιων Νοσημάτων του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κομένιους και του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Μπρατισλάβα