

Θέμα αξιολόγησης: Ιατρική συσκευή Electro Antiperspirant®

Χρησιμοποιούμε την ιατρική συσκευή Electro Antiperspirant, η οποία κατασκευάστηκε από την Hightech Development, στις Δερματολογικές Κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αγίας Άννας της Μπρνό για τη θεραπεία της υπερβολικής εφίδρωσης από τον Μάιο του 2013. Με βάση την εμπειρία που έχουμε λάβει, μπορούμε να δηλώσουμε πως η συσκευή παρέχει επαρκώς αποδεδειγμένη και αποτελεσματική λύση σε αυτή την παθολογική κατάσταση και πως χάρει στην απλότητα του ελέγχου της μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς σε συνθήκες κλινικής αλλά και στο σπίτι.

Στην αρχή, η εφαρμογή της θεραπείας είναι πιο συχνή, μέχρι η εφίδρωση της συγκεκριμένης περιοχής να σταματήσει εντελώς. Μετά από αυτή την περίοδο, η οποία διαρκεί περίπου μια εβδομάδα, ξεκινάει η φάση συντήρησης του αποτελέσματος. Ανάλογα με τον τύπο του ασθενή, η φάση συντήρησης περιλαμβάνει δυο ή τρεις συνεχόμενες θεραπείες κάθε λίγες εβδομάδες ή μήνες όταν η εφίδρωση ξεκινάει να επιστρέφει σταδιακά. Οι ασθενείς βλέπουν θετικά τη θεραπεία, και η συσκευή προκαλεί την γρήγορη ανακούφιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διάγνωση της υπερβολικής εφίδρωσης, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της ποιότητας ζωής του ατόμου.



prof. MUDr. V. Vašků, CSc.

Καθηγητής. MD. Vladimír Vašku, CSc.

Επικεφαλής Δερματολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
της Μπρνό και του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Αγίας Άννας στη Μπρνό