


Metoda zvana iontoforeza je poznata već duže vremena, isto kao i njeni pozitivni učinci kod blokade pojave hiperhidroze palmoplantarne i aksilarnog predjela (prekomjerno znojenje dlanova, stopala i predjela pazuha, pozn. redakciji) Njenom aplikacijom na mjesta oboljela od hiperhidroze može se blokirati prekomjerno znojenje na relativno dugi rok (cca. 1 mjesec, nekada i duže) a takvo stanje zatim održavati primjenom iontoforeze u trenutku kada se ona ima tendenciju vratiti.

Prednost uređaja Electro Antiperspirant firme Hightech Development je njegova kompaktnost zahvaljujući kojoj pacijent napraviti terapiju u udobnosti svog doma a i učinkovitost koja se poravnati s, u današnje vrijeme, mnogo skupljim metodama eliminacije prekomjernog znojenja. Pogon na obične baterije je jednostavan, snaga uređaja je dovoljna a baterije davaju energiju za nekoliko sati terapije. Nakon primjene iontoforeze u palmoplantarnom predjelu (predio dlanova i nogu, op.a.) služe posude napunjene običnom vodom iz slavine, u slučaju axila (pazuh, op.a.) se iontoforeza primjenjuje pomoću stavljanja elektroda umotanih u materijal namočen vodom direktno pod pazuh. Nakon određenog vremena djelovanja i nekoliko tretmana jedan iza drugog znojenje se smanjuje za otprilike tjedan dana.

U području kožne medicine sam 40 godina a fizikalnim metodama liječenja kožnih bolesti bavim se preko 10 godina. Uređaj za iontoforezu Electro Antiperspirant mogu, s obzirom na osobno iskustvo i dokazani terapijski učinak, preporučiti svima koji pate od prekomjernog znojenja u području dlanova, stopala ili pazuha a traže uistinu učinkovito rješenje tog problema.

**Dr. Med. Eva Fialova**

Atest 2. Stupnja u području dermatovenerologije,  
Apsolvent Fakulteta opće medicine Sveučilište Karlovy u Pragu,  
Vlasnica privatne kožne ordinacije a kožnog sanatorija



*Fialova*