

Metóda nazývaná iontoforéza je známa už pomerne dlhú dobu, rovnako tak jej pozitívne účinky pri blokácii prejavov hyperhidrózy palmoplantárnej a axilárnej oblasti (nadmerného potenia dlaní rúk, nôh a oblasti podpazušia, pozn. redakcie). Jej aplikovaním na hyperhidrózou postihnuté miesta možno zablokovat' nadmerné potenie na relatívne dlhú dobu (cca 1 mesiac, niekedy aj dlhšie) a tento stav potom udržiavať aplikovaním iontoforézy vo chvíli, keď má potenie tendenciu sa vrátiť.

Výhodou prístroja Electro Antiperspirant českej firmy Hightech Development je jeho kompaktnosť, vďaka ktorej si pacient môže terapiu aplikovať priamo v pohodlí vlastného domova a tiež účinnosť, ktorá je porovnateľná s, v dnešnej dobe, oveľa drahšími metódami eliminácie nadmerného potenia. Prevádzka na tužkové batérie sa dá hodnotiť kladne, výkon prístroja je dostatočný a batérie poskytujú energiu na niekoľko hodín terapie. Na aplikáciu iontoforézy v palmoplantárnej oblasti (oblasti dlaní rúk a nôh, pozn. redakcie) slúžia nádoby naplnené obyčajnou vodou z kohútika, v prípade axíl (podpazušie, pozn. redakcie) sa iontoforéza aplikuje pomocou vloženia elektród zabalených do materiálu nasiaknutého vodou priamo do podpazušia. Po stanovenej dobe pôsobenia a niekoľkých po sebe idúcich procedúrach potenie ustupuje počas približne jedného týždňa.


V obore kožného lekárstva sa pohybujem 40 rokov a fyzikálnymi metódami liečby kožných chorôb sa zaoberám vyše 10 rokov. Prístroj na iontoforézu Electro Antiperspirant môžem vzhľadom k osobným skúsenostiam a preukázaným terapeutickým účinkom odporučiť všetkým, ktorí trpia nadmernou potivosťou v oblasti dlaní rúk, chodidiel alebo podpazušia a hľadajú naozaj účinné riešenie týchto problémov.

MUDr. Eva Fialová

Atestácia 2. Stupňa v obore dermatovenerológia

Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe

Majiteľka súkromnej kožnej ordinácie a kožného sanatória



Fialová