

Utvärdering ämne: medicinsk apparat Electro Antiperspirant[®]

Vi har använt den medicinska enheten Electro Antiperspirant, tillverkas av Hightech Development, vid universitetssjukhuset i **dermatologiska kliniker av St. Anne's i Brno** att behandla överdriven svettning sedan maj 2013. Med tanke på de erfarenheter som gjorts, kan vi konstatera att enheten utgör en väl beprövad och mycket effektiv lösning på detta sjukdomstillstånd och att tack vare enkelheten i kontroll det kan framgångsrikt användas både i kliniska tillstånd och i hemmet.

I början, tillämpa terapin oftare, tills svettning i det angivna områden har helt försvunnit. Efter denna period, som varar ungefär en vecka, börjar fasen av upprätthållande önskat tillstånd. Beroende på vilken typ av patienten innebär att upprätthålla scenen två eller tre på varandra följande behandlingar i varje några veckor eller månader så snart den svettning börjar sakta återvända. Patienter positivt behandling, och enheten orsakar snabb reträtt av problem som kommer med en diagnos av överdriven svettning, inklusive en betydande ökning i livskvalitet för sådana personer.



prof. MUDr. V. Vašků, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Chef för de dermatologiska klinikerna av
Universitetssjukhuset Brno och St. Anne's
Universitetssjukhus i Brno